



CUSTOMFIX

“ALTA PRECISIÓN EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA”




www.enterfix.cl
solicitudes@customfix.cl



Somos una línea de: **Xenterfix**

En CustomFix, impulsamos el avance en la cirugía maxilofacial mediante soluciones personalizadas y tecnología de última generación. Nuestro enfoque permite planificar y ejecutar procedimientos quirúrgicos de alta precisión, logrando menor tiempo operatorio y mejores resultados funcionales y estéticos.





CUSTOMFIX

BENEFICIOS CLÍNICOS

- Mayor precisión quirúrgica con diseño personalizados.
 - Corrección óptima de desarmonías faciales.
 - Menores complicaciones intraoperatorias y postoperatorias.
 - Mayor predictibilidad.
- 

En CustomFix utilizamos materiales de última generación para garantizar biocompatibilidad, durabilidad y estabilidad quirúrgica.

- Prótesis Faciales en PEEK (Polieteretercetona) – Ligeras, resistentes.



PEEK Estandarizados: Soluciones prefabricadas para reconstrucción ósea con tamaños y formas optimizados para diferentes defectos anatómicos, según requiera el paciente.

PEEK Customizados: Diseñado a medida a partir de imágenes 3D del paciente, asegurando un ajuste anatómico perfecto y optimización funcional.

Alternativa en espejo y diseñado 100% por el mismo tratante.

CARACTERÍSTICAS

- **Radiotransparente**, permitiendo mejor visualización en estudios postoperatorios.
- **Alta resistencia mecánica**, comparable al hueso cortical, ideal para reconstrucciones complejas.
- **Alternativa ligera al titanio**, reduciendo la carga sobre las estructuras óseas y mejorando la comodidad del paciente.
- **Planificación digital avanzada**, asegurando precisión quirúrgica y mejor integración con los tejidos.

CustomFix ofrece soluciones en PEEK diseñadas para mejorar la estabilidad funcional y estética en reconstrucción maxilofacial.

JUST TOMORROW



Angulares






CARACTERÍSTICAS

Diseñados para la restauración de contorno y proyección mandibular y de mentón.


Estos implante en **PEEK** de uso médico permite definir con precisión estructuras como el ángulo mandibular y borde inferior, así como la proyección del mentón, optimizando la simetría y el balance facial.

Ideal para casos reconstructivos, corrección de asimetrías o realce estético mandibular, estos implantes facilitan una manipulación intraoperatoria eficiente, con resultados predecibles y mínima morbilidad.

Mentón





Cigomáticos




CARACTERÍSTICAS

Diseñado para restaurar volumen y proyección en el tercio medio. Este implante en **PEEK** de uso médico, permite al cirujano controlar con precisión la dirección del realce: dando una proyección anterior, diagonal o lateral, según las necesidades directas del paciente.

Ofrece estabilidad volumétrica, manipulación quirúrgica eficiente y resultados estéticos altamente predecibles, mejorando la armonía facial con mínima morbilidad.



Paranasales




CARACTERÍSTICAS

Optimiza la proyección paranasal y la armonía del tercio medio facial con un implante diseñado a medida.

Fabricado en PEEK de uso médico, ofrecen estabilidad volumétrica, ajuste anatómico preciso y una manipulación intraoperatoria eficiente.

Su diseño se ajusta con precisión a la forma de las placas customizadas, permitiendo una instalación directa y estable sobre ellas.





CUSTOMFIX

FLUJO DE TRABAJO PRÓTESIS FACIALES PEEKS

1. Contacto con nuestra línea CustomFix:
solicitudes@customfix.cl
2. Evío de Datos del Paciente CT, CBCT.
3. Aprobación de diseño 3D. A partir de aquí, inicia el tiempo solicitado del flujo de trabajo.
4. Fabricación y entrega de Dispositivos Personalizados (mínimo **6 días hábiles** previos a la cirugía).

Tiempo total: 10 días hábiles

Este proceso de trabajo garantiza una optima atención tanto para el cirujano como para el paciente y permite el diseño preciso de los dispositivos personalizados y su entrega en el tiempo acordado.



www.enterfix.cl
solicitudes@customfix.cl